

FibriCheck Rapport

Van 2017-06-01 tot 2017-06-07

Inhoud

- Resultaten en oproep tot actie
- Educatieve informatie
- Statistieken en inzichten
- Gedetailleerde resultaten

Contactgegevens

Informatie met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens: dpo@fibrichck.com

Klachten of suggesties: support@fibrichck.com

FibriCheck Rapport

Ge genereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Uw informatie

Naam
Parox_AF_ectop FC187
Geslacht
Man
Geboortedatum
1977-01-01

Periode
Van 2017-06-01 tot 2017-06-07
E-mail
fc187@fibrichек.com
Telefoonnummer
1234567890

Type smartphone
Apple iPhone6,1
Groep
AP19 - MM

ACTIE VEREIST: Raadpleeg uw huisarts voor verder onderzoek.

Als geen van de hieronder beschreven hartritmestoornissen bij u werd vastgesteld, raden we u sterk aan onmiddellijk een arts te raadplegen voor verder onderzoek. Zelfs als u slechts 1 abnormale meting hebt.

Resultaat van de analyse

VOORKAMERFIBRILLATIE

Uw hartritme is onregelmatig, hetgeen een sterke indicatie is voor voorkamerfibrillatie, een ongecoördineerde contractie van de bovenste kamers van het hart. Deze aandoening is geassocieerd met een hoger dan normaal risico op beroerte. Indien u nog niet met deze aandoening gediagnosticeerd werd, wordt er zeer sterk aangeraden om uw arts te contacteren.

REGELMATIG RITME

Uw hartslag en hartritme zijn binnen de grenzen van normale waarden. Er werden geen significante afwijkingen gevonden.

Informatie delen met uw arts

Uw patiënt heeft deelgenomen aan een project waarbij het hartritme werd gemeten met behulp van de smartphone of smartwatch applicatie van FibriCheck. FibriCheck is een medisch apparaat dat door CE (smartphone & smartwatch) en FDA (smartphone) is goedgekeurd. De bevindingen in dit rapport zijn hierboven weergegeven en de details van de hartritmemetingen worden hieronder weergegeven. Als u vragen hebt over deze resultaten, kunt u contact opnemen met FibriCheck via support@fibrichек.com.

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, hartritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

Uw analyse

Hartslag en hartritme details

Hoogste geregistreerde hartslag

85 spm

Laagste geregistreerde hartslag

53 spm


Gemiddelde hartslag

63 spm


Aantal metingen

14

Verdeling van de metingen




Overzicht van de geregistreerde symptomen




Hartslag en hartritme


Hartslag (in bpm)



Gemiddelde resultaten bij gebruikers van uw leeftijd en geslacht



Gemiddelde hartslag



Educatie en informatie

Meer informatie over het hart en hartritmestoornissen


Het hart

Uw hart is een pomp die bloed door uw lichaam pompt. Dat is noodzakelijk om zuurstof en voedingsstoffen naar uw organen en weefsels te brengen. Normaal is de bloedsomloop door uw lichaam een regelmatig en continu proces.

Voorkamerfibrillatie

- Tijdens voorkamerfibrillatie kloppen de bovenste hartkamers chaotisch en onregelmatig.
- Symptomen van voorkamerfibrillatie zijn vaak hartkloppingen, duizeligheid, kortademigheid en zwakte. Belangrijk! Sommige mensen hebben geen symptomen!
- Soms zijn er perioden van voorkamerfibrillatie, of u kunt voorkamerfibrillatie ontwikkelen dat niet weggaat en mogelijk behandeld moet worden.
- Voorkamerfibrillatie op zich is meestal niet levensbedreigend. Het is wel een ernstige medische aandoening die tot complicaties kan leiden, zoals de vorming van bloedklonters die zich naar andere organen kunnen begeven en de bloedstroom kunnen blokkeren (ischemie).
- Behandeling van voorkamerfibrillatie is erg belangrijk bij personen ouder dan 65 jaar.
- Voorkamerfibrillatie kan worden behandeld met medicatie en ingrepen aan het elektrisch systeem van het hart.
- Als u nog niet bekend bent met voorkamerfibrillatie, raadpleeg dan uw arts voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie op onze website <https://education.fibrichck.com>



- 1: Bovenste kamers (of boezem)
- 2: Hartkleppen
- 3: Onderste kamers (of ventrikels)

Uw cardiovasculair risicoprofiel

Gebaseerd op de informatie die u in de vragenlijst in de FibriCheck app hebt ingevuld tijdens uw deelname. Deze scores veranderen in de loop van de tijd. Deze informatie is relevant in het geval uw arts uw gegevens beoordeelt.

Uw medische voorgeschiedenis	Andere relevante informatie	Risicoprofiel
Leeftijd: 45 jaar	Hebt u een pacemaker?: -	Uw huidige risico om AFib te ontwikkelen is*: 0,8%
Geslacht: Man	Weet u wat aritmieën zijn?: -	Als Afib niet zou worden behandeld, zou uw
Diabetes: -	Weet u wat Afib is?: -	jaarlijkse risico op een
Hartfalen: -	Weet u voldoende over Afib en de gevolgen ervan?: -	beroerte het volgende zijn**:
Vaatziekte: -		
Hypertensie: -		
Beroerte: -		
Bloedverdunner: -		


Bronnen

*Lip GYH. Stroke in atrial fibrillation: epidemiology and thromboprophylaxis. J Thromb Haemost 2011; 9 (Suppl. 1):344-351

**Heeringa J. et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. European Heart Journal (2006) 2

Hoe heeft u FibriCheck gebruikt?

FibriCheck beveelt u aan om dagelijks 2 metingen uit te voeren, en bijkomend wanneer u symptomen voelt. We gebruiken deze aantallen om 2 statistieken te berekenen van uw deelname. Beiden worden weergegeven in een percentage met als doel 100% te bereiken.



Aantal metingen: 100% (14/14)

Dit getal geeft weer hoeveel metingen u werkelijk hebt uitgevoerd tegenover het aantal verwachte metingen.

U hebt het fantastisch gedaan! U hebt meer metingen uitgevoerd dan aanbevolen! Dat resulteert in een gedetailleerd inzicht in uw hartritmegegevens.

Motivatie: 85,7%

Dit getal geeft weer hoeveel metingen u werkelijk hebt uitgevoerd tegenover het aantal verwachte metingen.

Geweldig! U hebt uw dagelijkse metingen zeer consistent uitgevoerd! Wist u dat consistente metingen de kans op het ontdekken van komende en gaande hartritmeaandoeningen verhogen?

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Een overzicht van uw FibriCheck-registraties

De onderstaande kalender geeft het aantal metingen aan dat u op de overeenkomstige dag hebt uitgevoerd. Elke stip is een meting, de kleur geeft de interpretatie van het hartritme weer.

	Ma	Di	Woe	Don	Vrij	Zat	Zon
Mei 2017	29	30	31	1 78 61	2 60 61	3 71	4 56 58 85
Jun 2017	5 56 62	6 56 61	7 53 62	8	9	10	11

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, hartritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. **(Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)**

Gedetailleerde resultaten

Indien u resultaten wilt delen met uw arts, gelieve dan deze registraties bij te voegen.


Hoe deze grafieken lezen?

Dit illustratief voorbeeld geeft een normaal regelmatig ritme weer.

Deze grafiek toont de meting gedurende 60 seconden met uw smartphone. Elke golf met een rode stip geeft een hartslag weer.


PPG-sigitaal:

De ritmestrip gedurende 60 sec




Individuele hartslag

Tijdsverschil tussen elke hartslag in milliseconden (Tachogram)



Ritme afdruk

Vergelijking vorige met volgende hartslag



Het tijdsverschil tussen elke hartslag wordt in kaart gebracht voor alle hartslagen. Dit geeft mogelijke variaties in uw hartritme weer.

Deze grafiek vergelijkt elke hartslag met de vorige. Dit wordt ook de ritme afdruk genoemd. Het geeft uw arts informatie zodat het duidelijk is welk hartritme werd geregistreerd.

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-04 11:04

Meting ontvangen op:

2017-06-04 11:05

Meting beoordeeld op:

2017-06-20 09:31

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten

Je hartritme vertoont aanzienlijke onregelmatigheden dit zou kunnen duiden op **voorkamerfibrillatie**. Je hebt **DUIZELIGHEID** gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is **56** slagen per minuut.

Suggestie


Een ernstige hartritme stoornis zoals voorkamerfibrillatie kan een groot risico met zich meebrengen en kan de kans op een beroerte, of andere gezondheidsproblemen, vergroten. Herhaal de meting om de bevindingen te bevestigen, zorg dat je de instructies voor het meten nauwkeurig volgt. Als je niet onder medisch toezicht staat, gelieve dan zo snel mogelijk een arts te raadplegen!

*Gedeelte voor de arts


PPG-sig-naal: ■ Signaal van onvoldoende kwaliteit ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2

6242d0f6-4cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, hartritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-03 19:39

Meting ontvangen op:

2017-06-03 19:40

Meting beoordeeld op:

2017-06-20 09:31

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten

Je hartritme vertoont aanzienlijke onregelmatigheden dit zou kunnen duiden op **voorkamerfibrillatie**. Je hebt geen symptomen gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is normaal, het gemiddelde is **71** slagen per minuut.

Suggestie


Een ernstige hartritme stoornis zoals voorkamerfibrillatie kan een groot risico met zich meebrengen en kan de kans op een beroerte, of andere gezondheidsproblemen, vergroten. Herhaal de meting om de bevindingen te bevestigen, zorg dat je de instructies voor het meten nauwkeurig volgt. Als je niet onder medisch toezicht staat, gelieve dan zo snel mogelijk een arts te raadplegen!

*Gedeelte voor de arts


PPG-siginaal: ■ Signaal van onvoldoende kwaliteit ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, hartritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-01 09:41

Meting ontvangen op:

2017-06-01 09:42

Meting beoordeeld op:

2017-07-11 17:44

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Hartritme resultaten

Je hartritme vertoont aanzienlijke onregelmatigheden dit zou kunnen duiden op **voorkamerfibrillatie**. Je hebt **DUIZELIGHEID** en **VERMOEIDHEID** gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is normaal, het gemiddelde is **78** slagen per minuut.

Suggestie


Een ernstige hartritme stoornis zoals voorkamerfibrillatie kan een groot risico met zich meebrengen en kan de kans op een beroerte, of andere gezondheidsproblemen, vergroten. Herhaal de meting om de bevindingen te bevestigen, zorg dat je de instructies voor het meten nauwkeurig volgt. Als je niet onder medisch toezicht staat, gelieve dan zo snel mogelijk een arts te raadplegen!

*Gedeelte voor de arts


PPG-sig-naal: ■ Signaal van onvoldoende kwaliteit ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, hartritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-07 20:16

Meting ontvangen op:

2017-06-07 20:17

Meting beoordeeld op:

2017-06-20 09:32

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Harritme resultaten

Je harritme is **regelmatig**. Je hebt geen symptomen gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is **53** slagen per minuut.

Suggestie


Een licht verlaagde hartslag kan het gevolg zijn van regelmatige lichaamsbeweging of harritmemedicatie en kan ongevaarlijk zijn. Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts


PPG-siginaal: ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, harritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-07 08:55

Meting ontvangen op:

2017-06-07 08:56

Meting beoordeeld op:

2017-06-07 14:02

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Harritme resultaten

Je harritme is **regelmatig**. Je hebt geen symptomen gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is normaal, het gemiddelde is **62** slagen per minuut.

Suggestie


Er zijn geen afwijkingen vastgesteld. Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts


PPG-sig-naal: ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, harritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-06 20:11

Meting ontvangen op:

2017-06-06 20:12

Meting beoordeeld op:

2017-06-07 14:10

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Harritme resultaten

Je harritme is **regelmatig**. Je hebt geen symptomen gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is **56** slagen per minuut.

Suggestie


Een licht verlaagde hartslag kan het gevolg zijn van regelmatige lichaamsbeweging of harritmemedicatie en kan ongevaarlijk zijn. Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts


PPG-siginaal: ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, harritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

FibriCheck Rapport

Gegenereerd op 2022-03-29

Start rapport 2017-06-01

Einde rapport 2017-06-07

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-06 09:32

Meting ontvangen op:

2017-06-06 09:33

Meting beoordeeld op:

2017-06-20 09:32

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Harritme resultaten

Je harritme is **regelmatig**. Je hebt **VERMOEIDHEID** gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is normaal, het gemiddelde is **61** slagen per minuut.

Suggestie


Er zijn geen afwijkingen vastgesteld. Hoewel je wel aangaf dat je symptomen ervaarde. Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes en ook steeds wanneer je deze symptomen opnieuw ervaart. Als je deze symptomen blijft ervaren, kan het raadzaam zijn dit met uw arts te bespreken.

*Gedeelte voor de arts


PPG-sigitaal: ■ Signaal van onvoldoende kwaliteit ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2

6242d0f64cedfd0008a96854

Dit resultaat is geen diagnose. Het is geen vervanging voor medisch advies. Indien u denkt een medisch probleem te hebben, dient u professioneel medisch advies te zoeken. Dit toestel is niet in staat alle hartslag, harritme of pulsform veranderingen te registreren of te detecteren, vooral deze gerelateerd aan ischemische hartaandoeningen. Dit rapport is enkel gebaseerd op PPG metingen voorgelegd voor analyse. Medische condities, symptomen of activiteiten werden niet opgenomen in deze analyse, maar werden wel geregistreerd om uw arts te helpen in het maken van zijn diagnose. Dit advies is gebaseerd op resultaten van een normale volwassen populatie. De informatie geleverd door FibriCheck als de klinische analyse en het rapport zijn handige hulpmiddelen in zelf-evaluatie door de gebruiker, maar zijn niet bedoeld als vervangen voor een 12-lead ECG onderzoek of andere medische testen uitgevoerd door uw persoonlijke arts. (Alle gegevens worden weergegeven in de volgende tijdzone: Europe - Brussels)

Fibrichек meting uitgevoerd op:

2017-06-05 19:58

Meting ontvangen op:

2017-06-05 19:59

Meting beoordeeld op:

2017-06-07 14:01

Apparaat:

apple iPhone 5s (GSM)

Harritme resultaten

Je harritme is **regelmatig**. Je hebt geen symptomen gemeld.

Hartslag resultaten


Je hartslag is iets lager dan normaal (tekenen van bradycardie), het gemiddelde is **56** slagen per minuut.

Suggestie


Een licht verlaagde hartslag kan het gevolg zijn van regelmatige lichaamsbeweging of hartritmemedicatie en kan ongevaarlijk zijn. Herhaal de meting met regelmatige tussenpauzes.

*Gedeelte voor de arts


PPG-sigitaal: ● Hartslag



Tachogram van de gedetecteerde hartslagen



Lorenz plot



Algoritme versie: v1.0.2